

Название	Описание	ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ				
		G6/B	G6/Neo	G6/U	G6/CS	G6/E
Diagnostics Package Pulse Oximetry	Предустановленное ПО, для измерения частоты пульса и пульсовой оксиметрии (при наличии датчика пульсоксиметрии)	•	•	•	•	•
Diagnostics Package Capnography	Предустановленное ПО, для измерения CO <sub>2</sub> во вдыхаемом, выдыхаемом воздухе и объемной капнометрии (при наличии датчика капнографии)	•	•	•	•	•
AVM	Режим адаптивной вентиляции AVM – опция ПО, для обеспечения поддержки заданного оператором минимального минутного объема, на основе ИМТ, независимо от активности пациента	•		•	•	•
Dual Vent	Дублируемая ИВЛ - beMode опция ПО, которая позволяет аппарату bellavista автоматически переключаться между свободно выбираемыми самостоятельными и принудительными режимами дыхания в зависимости от активности пациента	•	•	•	•	•
Day/Night	ИВЛ День / Ночь - beMode опция ПО, которая позволяет аппарату bellavista переключаться между двумя свободно выбираемыми режимами или настройками режима. Переключение может происходить по времени или вручную.				•	•
Mask Fit	Масочная ИВЛ - beMode опция ПО, предназначенная для пуска неинвазивной вентиляции (NIV). Аудиовизуальная обратная связь может быть предоставлена, чтобы помочь адаптации пациента дыханию на маске.			•	•	•
Target Vent	Целевая ИВЛ - beMode опция ПО, предназначенная для проведения вентиляции по давлению с контролируемым объемом.	•	•	•	•	•
Expert Monitoring Package	Экспертный мониторинг - опция ПО для дополнительного мониторинга: - до 8 кривых или петель (без данной опции отображаются только 3 графика); - экран экспертного мониторинга; - мониторинг параметров самостоятельного дыхания		•	•	•	•
Diagnostics Package Lung Mechanics	Пакет легочной механики - опция ПО для дополнительного мониторинга: - до 8 кривых или петель (без данной опции отображаются только кривые); - отображение петель: • Давление – Объем • Объем – Поток • Давление - Поток - референтная петля, наложение петель; - мониторинг параметров механики дыхания		•	•	•	•

Chameleon Classic	Хамелеон классик -опция ПО для доступа к экрану Chameleon Classic	•	•	•	•	•
Chameleon Green	Хамелеон классик -опция ПО для доступа к экрану Chameleon Green				•	•
Real Time Trending	Тренды в реальном времени - опция ПО для возможности записи графиков в реальном времени за последние 2 недели				•	•
Expert Ventilation Package	Пакет экспертной вентиляции - опция ПО для доступа к измерительным маневрам и Искусственному воздуху.		•	•	•	•
"Обмен данными"	Обмен данными (VueLink, HL7) - опция ПО для возможности соединения аппарата с внешними мониторными системами				•	•
Extended Pressure Range	Расширенный диапазон давления – опция ПО, для обеспечения максимального давления на вдохе 100 гПа			•	•	•
"Инструмент рекрутирования легких"	Инструмент рекрутирования лёгких – опция ПО, для обеспечения измерительного маневра				•	•
Nebulizer	Встроенный пневматический небулайзер – опция ПО, для обеспечения работы пневматического небулайзера	•		•	•	•
HFOT	Высокопоточная кислородная терапия – опция ПО, для обеспечения работы высокопоточной кислородной терапии через специальный интерфейс пациента		•	•	•	•
Auxiliary Pressure	Вспомогательное давление - опция ПО для мониторинга давления, подаваемого на штуцер измерения дополнительного давления P <sub>Aux</sub> .				•	•
Neonatal Advanced	Расширенная неонатология - опция ПО для вентиляции новорожденных пациентов: - вес пациента >0,4 кг; - дыхательный объем 2 - 250 мл. Без данной опции: Дети, Взрослые >6 кг, >40 мл		•	•		•
Esophageal Pressure	Эзофагеальное давление - опция ПО для измерения с помощью пищеводного катетера с воздушным баллоном на конце. Включает мониторинг эзофагеального, транспульмонального и трансальвеолярного давления, параметры маневра удержания и кривую транспульмонального давления для инструмента рекрутирования легких.					•